

INSTRUÇÕES DE USO - EVACUADOR DE ELICK DESCARTÁVEL BOTTLE PLUS ENDOMASTER

Nome Comercial: Evacuador de Ellick Descartável
Bottle Plus Endomaster

Nome Técnico: Evacuador de Bexiga

Registro Anvisa: 80533420034

Fabricante: Tonglu Qianyan Medtech Co. Ltd. -
China

Importado e Registrado por:

Endo Master Com. Equip. Ópt. e Cient. Ltda – EPP
Rua Maria Curupaití, 669 – Vila Ester – CEP: 02452-
001- São Paulo/ SP

CNPJ: 05.785.287/0001-26 – Resp. Téc.: Daniela
Ribeiro – CRF/SP: 51.822

Código	Descrição	Dimensão
EL10-280	Evacuador de Ellick, 280ml,	Ø 62.7mm, 216.74mm
EL10-350	Evacuador de Ellick, 350ml	Ø 77.96mm, 216.74mm
EL10-430	Evacuador de Ellick, 430ml	Ø 84mm, 216.74mm

Finalidade: Os Evacuadores de Ellick Descartáveis
Bottle Plus ENDOMASTER são instrumentos utilizados
em cirurgias da próstata, bem como para realizar o
processo de irrigação e aspiração de tecidos, co-
águlos de sangue ou pedras na bexiga.

Instruções de uso: · Inspeção a embalagem do
produto quanto à presença de cortes, vedação
inadequada ou danos causados por umidade;

· Verifique se a indicação de esterilização está
correta e o seu prazo de validade;

· Abra a embalagem e retire os produtos, seguin-
do os procedimentos de manuseio para produtos
estéreis;

· Verifique qualquer tipo de avaria no instrumento,
caso haja alguma alteração na estrutura física do
produto, inutilize o mesmo;

· Cheque o funcionamento adequado da Evacu-
ador de Ellick;

1) Antes do início do procedimento, deve-se con-
ferir se o tubo de conexão está firmemente ligado
ao bulbo de plástico e ao coletor;

2) Em um recipiente estéril cheio da solução esco-
lhida para o procedimento (Exemplo: Soro fisioló-
gico), mergulhe a ponta do tubo de conexão na
solução e aperte o bulbo de forma que este fique
cheio do líquido e sem ar;

3) Adapte a ponta cilíndrica no dispositivo e no
local de aplicação, pressione o bulbo de plástico
de forma a expelir o líquido de irrigação no local
de aplicação;

4) Ao descomprimir o bulbo, os fragmentos de
análise serão sugados para o copo coletor. Uma
vez que o manipulador esteja satisfeito com a
quantidade de amostra, esta pode ser enviada
para análise.

Precauções, restrições e advertências:

· Sempre tenha um instrumento sobressalente dis-
ponível;

· Não utilize o produto fora da data de validade e
sempre verifique se a indicação de esterilização
está correta;

· A utilização deste produto é destinada exclusi-
vamente ao uso por Médicos devidamente quali-
ficados para o procedimento de Endoscopia e é
sua a prerrogativa e responsabilidade do empre-
go da técnica correta de maneira adequada em
cada caso específico.

· Durante os procedimentos cirúrgicos deve-se
evitar esforços excessivos, pois, os mesmos pode-
rão acarretar na quebra dos instrumentais.

· Prepare o paciente usando técnicas para en-
doscopia.

· O produto deve ser transportado e acondicio-
nado sempre entre 15° e 40°C, protegido contra
todo tipo de umidade, sujeira e contato com
substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou
explosivas.

· A embalagem não deve estar furada ou rasga-
da.

· Fabricante recomenda uso único. Produto to-
talmente seguro se utilizado por profissional habili-
tado e respeitando as especificações de uso des-
critas neste documento.