
	INSTRUÇÕES DE USO	IU_DEC#210842B
	CLIVADOR DE FIBRA MODELO AR3200	Revisão 00
		Página 1 de 2

INSTRUÇÕES DE USO

1. Coloque o clivador de fibra em uma superfície sólida plana, como mesa ou bancada.
2. Remova aproximadamente ½” (meia polegada) do material de revestimento da ponta da fibra usando descascador de tamanho apropriado.
3. Levante e exponha o disco de clivagem de diamante para clivar fibra.
4. Usando luvas, segure a ponta da fibra cuidadosamente, “ciscalhar” o núcleo da fibra a aproximadamente ¼” (um quarto polegada) da ponta distal perpendicular à roda de diamante.
5. Delicadamente, puxe a ponta distal para fora da fibra, tenha cuidado para não acabar com a ponta da fibra no ponto de separação (A ponta da fibra começa diminuir até quebrar).
6. Descarte a ponta de quartzo cortada em recipiente adequado.
7. Inspeccione a ponta clivada quanto à qualidade da clivagem.
8. Se for necessária uma clivagem melhor, repita as etapas de 2 a 7.
9. Para fibras de núcleos menores, como 200 e 400 microns a clivagem é melhor e mais fácil de alcançar bons resultados, quando comparada com fibras de 600, 800 e 1000 microns. Recomenda-se praticar a clivagem com fibras de amostra, especialmente as fibras com núcleos maiores.
10. Decapagem e clivagem de fibras devem ser realizadas em um laboratório com ambiente controlado, fora de centros cirúrgicos.

**ATENÇÃO:**

- Fibras Ópticas são fabricadas a partir de material de quartzo e contêm bordas afiadas que podem perfurar e danificar o tecido e o material com o qual entram em contato. Podem também quebrar se forem manuseadas indevidamente.
- Enrole as fibras usando raio de curvatura recomendado pelo fabricante.
- Armazenar em temperatura ambiente.
- Mantenha a fibra seca e livre de contaminantes.