

NOTA: Foi testado um embrião de rato unicelular, tendo sido aprovado com uma taxa de blastocistos igual ou superior a 80% no espaço de 96 horas. O dispositivo foi testado para detectar a presença de endotoxinas USP (LAL) e aprovado com 20 ou menos EU por dispositivo. Os testes foram realizados lote por lote.

AVISO: A lei federal dos Estados Unidos restringe este dispositivo a venda por ou sob prescrição de um médico.

PRECAUÇÕES:

Os micro-instrumentos para reprodução assistida (e todos os outros acessórios usados durante estes procedimentos que tenham contacto directo com gâmetas, zigotos, pré-embriões e/ou embriões) devem ser feitos de materiais compatíveis com os embriões.

Anomalias cromossómicas e congénitas são complicações possíveis devido à idade materna avançada da população de doentes, bem como a defeitos induzidos pela estimulação da ovulação e pela manipulação in vitro dos gâmetas. Quando se procede a ajustamentos da idade materna, a incidência de anomalias associadas aos procedimentos de reprodução assistida aproxima-se da que se verifica na população geral.

CONTRA-INDICAÇÕES: Não se conhecem contra-indicações ao uso deste dispositivo.

• PIPETAS DE DESNUDAÇÃO FLEXIPET®

As pipetas de desnudação Flexipet® são usadas para remover camadas de células cumulus. São fornecidas esterilizadas em embalagens de abertura fácil. Destinam-se a uma única utilização.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ACONSELHADAS PARA AS PIPETAS DE DESNUDAÇÃO FLEXIPET®:

1. Prender a pipeta Flexipet® ao cabo ajustável Cook® (Referência: K-MPH-1000).
2. Aspirar o ovócito para dentro da pipeta e expeli-lo, até que as camadas de células cumulus sejam removidas.
3. Retirar suavemente a extremidade da pipeta da placa.
4. Retirar a pipeta do suporte e eliminá-la.

• PIPETAS PARA MANIPULAÇÃO FLEXIPET®

As pipetas para manipulação Flexipet® são usadas para manipular o complexo cumulus-ovócito. São fornecidas esterilizadas em embalagens de abertura fácil. Destinam-se a uma única utilização.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ACONSELHADAS PARA AS PIPETAS PARA MANIPULAÇÃO FLEXIPET®:

1. Prender a pipeta Flexipet® ao cabo ajustável Cook® (Referência: K-MPH-1000).
2. Aspirar o ovócito para o interior da pipeta para manipulação, transferência, etc.
3. Expelir o ovócito e retirar suavemente a extremidade da pipeta da placa.
4. Retirar a pipeta do suporte e eliminá-la.

APRESENTAÇÃO

Fornecido esterilizado por radiação gama em bolsas de abertura fácil. O produto foi concebido para uma única utilização. O produto estará esterilizado desde que a embalagem não tenha sido aberta ou não esteja danificada. Não utilizar se houver dúvidas quanto à esterilização do produto. Guardar num local escuro, seco e fresco. Evitar a exposição prolongada à luz. Na altura da sua remoção da embalagem, assegure-se que o produto não está danificado.