	<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>	<b>IU_40002041_0424</b>
	<b>PONTEIRAS DE 1000UL</b>	<b>Revisão 00</b>
		<b>Página 1 de 2</b>

Produto	<b>Ponteiras de 1000ul</b>
Modelo do Produto	<b>40002041</b>

### **Forma de apresentação do produto**



A ponteira de 1000ul é fornecida esterilizada por Radiação Gama. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada.


Pacote com 100 unidades, cada embalagem contém 01 unidade do produto.

### **Especificações do produto**

- Fabricado em polipropileno de alta clareza e qualidade;
- Fabricado em sala livre de RNase, DNase e pirogênio;
- Adapta-se aos pipetadores mais populares.

### **Indicação de uso**

As ponteiras são usadas com pipetas e pipetadores para acelerar o processamento e reduzir a contaminação cruzada.

	<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>	<b>IU_40002041_0424</b>
	<b>PONTEIRAS DE 1000UL</b>	<b>Revisão 00</b>
		<b>Página 2 de 2</b>

### **Condições de armazenamento**

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco.

### **Prazo de validade**

O produto possui prazo de validade de 5 anos.

### **DADOS COMPLEMENTARES:**

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

[www.handle.com.br](http://www.handle.com.br)

### **Fabricante:**

Arck Technologies Innovation Pvt. Ltd.

B2-704, Boomerang, Chandivali Farm Road, Powai, Mumbai – 400072, India.

Cópia Não Controlada