

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_40002021_0424
	PONTEIRA DE 200UL	Revisão 00
		Página 1 de 2

Produto	Ponteira de 200ul
Modelo do Produto	40002021

Forma de apresentação do produto



A ponteira de 200ul é fornecida esterilizada por Radiação Gama. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada.

Pacote com 100 unidades, cada embalagem contém 01 unidade do produto.

Especificações do produto

- Fabricado em polipropileno de alta clareza e qualidade;
- Fabricado em sala livre de RNase, DNase e pirogênio;
- Adapta-se aos pipetadores mais populares.

Indicação de uso

As ponteiras são usadas com pipetas e pipetadores para acelerar o processamento e reduzir a contaminação cruzada.

Condições de armazenamento

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco.

Prazo de validade

O produto possui prazo de validade de 4 anos.

**DADOS COMPLEMENTARES:**

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

www.handle.com.br

Fabricante:

Arck Technologies Innovation Pvt. Ltd.

B2-704, Boomerang, Chandivali Farm Road, Powai, Mumbai – 400072, India.

Cópia Não Controlada