	INSTRUÇÕES DE USO	IU_40002010_0424
	PLACA ICSI 50x10MM	Revisão 00
		Página 1 de 2

Produto	Placa ICSI 50x10MM
Modelo do Produto	40002010

Forma de apresentação do produto




A placa ICSI é fornecida esterilizada por Radiação Gama. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada.

Pacote com 50 unidades, cada embalagem contém 01 unidade do produto.

Especificações do produto

- Fabricado em polipropileno de alta qualidade;
- Low Profile fornece ângulos ideais durante o processo ICSI;
- Fundo plano para manter a temperatura ideal;
- Design de fácil aderência para maior segurança;
- Possui centro óptico altamente polido para visualização das amostras com clareza;
- Fabricado em sala livre de RNase, DNase e endotoxinas;

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_40002010_0424
	PLACA ICSI 50x10MM	Revisão 00
		Página 2 de 2

- Certificado MEA - célula MEA \geq 80%, blastocisto expandido em 96H.

Indicação de uso

A placa ICSI destina-se à retenção de oócitos e espermatozoides durante a fertilização por meio de injeção intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI).

Condições de armazenamento

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco.

Prazo de validade

O produto possui prazo de validade de 3 anos.

DADOS COMPLEMENTARES:

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

www.handle.com.br

Fabricante:

Arck Technologies Innovation Pvt. Ltd.

B2-704, Boomerang, Chandivali Farm Road, Powai, Mumbai – 400072, India.