

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_40002003_0424
	TUBO DE FUNDO REDONDO DE 5ML	Revisão 00
		Página 1 de 2

Produto	Tubo de Fundo Redondo de 5ml
Modelo do Produto	40002003

Forma de apresentação do produto



O tubo de fundo redondo de 5ml é fornecido esterilizado por Radiação Gama. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada.

Pacote com 100 unidades, cada embalagem contém 01 unidade do produto.

Especificações do produto

- Fabricado em polipropileno transparente e alta qualidade;
- Alta resistência a impactos e forças mecânicas;
- Alta resistência química;
- Alta resistência ao calor;
- Fabricado em sala livre de RNase, DNase e Pirogênio;
- Certificado MEA - célula MEA $\geq 80\%$, blastocisto expandido em 96H.

Indicação de uso

O tubo é indicado para separação de células, armazenamento de amostras, manuseio de líquidos.

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_40002003_0424
	TUBO DE FUNDO REDONDO DE 5ML	Revisão 00
		Página 2 de 2

Condições de armazenamento

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco.

Prazo de validade

O produto possui prazo de validade de 3 anos.

DADOS COMPLEMENTARES:

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

www.handle.com.br

Fabricante:

Arck Technologies Innovation Pvt. Ltd.

B2-704, Boomerang, Chandivali Farm Road, Powai, Mumbai – 400072, India.

Cópia Não Controlada