	INSTRUÇÕES DE USO	IU_40002013_0424
	PLACA CENTRAL 57x16MM DUPLO POÇO	Revisão 00
		Página 1 de 2

Produto	Placa Central 57x16mm Duplo Poço
Modelo do Produto	40002013

Forma de apresentação do produto




A placa central duplo poço é fornecida esterilizada por Radiação Gama. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada.

Pacote com 100 unidades, cada embalagem contém 05 unidades do produto.

Especificações do produto

- Ângulo das paredes centrais da placa, ideal para localização e fácil lavagem de amostras;
- Fundo plano para manter a temperatura ideal;
- Design de fácil aderência para maior segurança;
- Placa de poço central com ventilação de ar para garantir que ocorra a troca gasosa adequada e evitar contaminação;

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_40002013_0424
	PLACA CENTRAL 57x16MM DUPLO POÇO	Revisão 00
		Página 2 de 2

- O material da placa é de grau médico e o design combinado proporcionará resultados otimizados de fertilização in vitro devido à ausência de contaminação química e de ar;
- Fabricado em sala livre de RNase, DNase e endotoxinas;
- Certificado MEA - célula MEA $\geq 80\%$, blastocisto expandido em 96H.

Indicação de uso

A placa central duplo poço é uma placa multiuso para fertilização, procedimentos criogênicos, cultura de embriões e transferência de embriões.

Condições de armazenamento

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco.

Prazo de validade

O produto possui prazo de validade de 3 anos.

DADOS COMPLEMENTARES:

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

www.handle.com.br

Fabricante:

Arck Technologies Innovation Pvt. Ltd.

B2-704, Boomerang, Chandivali Farm Road, Powai, Mumbai – 400072, India.