

| | | |
|--|--|-------------------------|
|  | INSTRUÇÕES DE USO | IU_40002015_0424 |
| | PLACA DE PETRI PARA CULTURA 35X10MM | Revisão 00 |
| | | Página 1 de 2 |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Produto | Placa De Petri para Cultura 35x10mm |
| Modelo do Produto | 40002015 |

Forma de apresentação do produto



A placa de petri para cultura é fornecida esterilizada por Radiação Gama. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada.

Pacote com 100 unidades, cada embalagem contém 05 unidades do produto.

Especificações do produto

- Fundo plano para manter a temperatura ideal;
- Design de fácil aderência para maior segurança;
- Placa de cultura com ventilação de ar, garantindo a troca gasosa adequada e evitando contaminação;
- Fabricado em sala livre de RNase, DNase e endotoxinas;
- Certificado MEA - célula MEA $\geq 80\%$, blastocisto expandido em 96H.

Indicação de uso

A placa de petri para cultura é usada principalmente para inseminação de oócitos. Pode ser usado para cultura de embriões e gametas.

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
|  | INSTRUÇÕES DE USO | IU_40002015_0424 |
| | PLACA DE PETRI PARA CULTURA 35X10MM | Revisão 00 |
| | | Página 2 de 2 |

Condições de armazenamento

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco.

Prazo de validade

O produto possui prazo de validade de 3 anos.

DADOS COMPLEMENTARES:

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

www.handle.com.br

Fabricante:

Arck Technologies Innovation Pvt. Ltd.

B2-704, Boomerang, Chandivali Farm Road, Powai, Mumbai – 400072, India.

Cópia Não Controlada