	INSTRUÇÕES DE USO	IU_CRYOMATRIX_0424
	PALHETA DE VITRIFICAÇÃO	Revisão 00
		Página 1 de 2

Produto	Palheta de Vitrificação
Modelo do Produto	STR01010, STR01020, STR01030, STR01040, STR01050 e STR01060.

Forma de apresentação do produto




A palheta de vitrificação é fornecida esterilizada por Radiação Gama. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada.

Pacote com 50 unidades, cada embalagem contém 10 unidades do produto.

Especificações do produto

- Fabricado em poliestireno de alta qualidade;
- Fabricado em sala livre de RNase, DNase e endotoxinas;
- Possui uma ponta curvada para melhorar o carregamento/descarregamento seguro e fácil da amostra;
- Projetado de forma que não tenha efeito de fluatibilidade e afunde facilmente no nitrogênio líquido;
- É submetido a estudo MEA e Endotoxina;
- Projetado para fornecer área de captação para pinças para travamento e desbloqueio suaves do dispositivo;
- A ponta curva garante que as amostras estejam seguras durante o travamento e destravamento do dispositivo;

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_CRYOMATRIX_0424
	PALHETA DE VITRIFICAÇÃO	Revisão 00
		Página 2 de 2

- Disponível em 6 cores translúcidas diferentes.

Indicação de uso

Cryomatrix é um dispositivo de sistema aberto usado para criopreservação de embriões, blastocistos e oócitos, bem como para pesquisas.

Condições de armazenamento

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco.

Prazo de validade

O produto possui prazo de validade de 4 anos.

DADOS COMPLEMENTARES:

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

www.handle.com.br

Fabricante:

Arck Technologies Innovation Pvt. Ltd.

B2-704, Boomerang, Chandivali Farm Road, Powai, Mumbai – 400072, India.